

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Neuraminidase/Neu1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q99519

Numéro d'article: CM0008043

Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la Neuraminidase/NEU1 (Sialidase-1) humaine, validé pour WB, IF-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la sialidase lysosomiale et les études du métabolisme des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Neuraminidase/NEU1
Remarques/Alias	NEU; NANH; SIAL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4758
GeneID	4758
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48 à 415 de la Neuraminidase/NEU1 humaine (NP_000425.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99519
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac isotherme