

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neurod1 Pour Ihc-P, Elisa - Q13562

Numéro d'article: CM0023624

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin NEUROD1 pour IHC-P et ELISA. Reconnaît le NEUROD1 humain et de souris, un facteur de transcription bHLH critique pour la neurogenèse et la différenciation des cellules des îlots pancréatiques. Utile en biologie du développement et dans la recherche sur le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NEUROD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4760
ID de Gène	4760
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-356 du NEUROD1 humain (NP_002491.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q13562
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace