

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neurod1 Pour Wb Et Elisa - Q13562

Numéro d'article: CM0013756

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NEUROD1 (Q13562) validé pour WB et ELISA, détectant le facteur 1 de différenciation neurogène humain et rat, un facteur de transcription bHLH essentiel à la neurogenèse et au développement des cellules bêta pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEUROD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4760
ID du gène	4760
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13562
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace