

Anticorps Polyclonal Anti-Neurod6 Pour Wb, Elisa - Q96Nk8

Numéro d'article: CM0021982

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NEUROD6 humain (Nex1, Atoh2, MATH2). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le neurodéveloppement et les études sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEUROD6 Lapin pAb
Remarques/Alias	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63974
GeneID	63974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 188-337 du NEUROD6 humain (NP_073565.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96NK8
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace