

Anticorps Monoclonal Anti-Neurofilament H Pour Wb, Ip, Elisa - P12036

Numéro d'article: CM0002058

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le Neurofilament H (NFH) humain. Validé pour WB, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Protéine clé des filaments intermédiaires pour le calibre neuronal et la stabilité axonale ; idéal pour la recherche sur la SLA et la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Neurofilament H Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	NFH ; CMT2CC ; Neurofilament H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4744
GeneID	4744
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12036
Poids moléculaire de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace