

Anticorps Polyclonal Anti-Neurofilament H Pour Wb, Ip, If, Elisa - P12036

Numéro d'article: CM0026391

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la neurofilament H (NEFH), validé pour WB, IP, IF et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient à la recherche sur le cytosquelette neuronal et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-neurofilament H
Remarques / Alias	NFH ; CMT2CC ; Neurofilament H
Espèce	Humain
Identifiant génique (humain)	4744
Identifiant génique	4744
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12036
Poids de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace