

## Anticorps Monoclonal Anti-Neurofilament L Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P07196

Numéro d'article: CM0003522

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-neurofilament L de haute qualité validé pour WB, IF, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette neuronal et les études sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Neurofilament L Rabbit mAb                                                                                                                |
| Remarques / Alias    | NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilament L                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 4747                                                                                                                                      |
| GeneID               | 4747                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-250 de la neurofilament L humaine (NP_006149.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                     |
| Application          | WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS                | P07196                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 62 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                              |