

Anticorps Polyclonal Anti-Neurog3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4Z2

Numéro d'article: CM0030915

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NEUROG3 humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la différenciation entéroendocrine et de la spécification des cellules endocrines pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEUROG3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
Espèce	Humain
ID de gène	50674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du NEUROG3 humain (NP_066279.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4Z2
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace