

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neurog3 Pour Wb, Elisa - Q9Y4Z2

Numéro d'article: CM0022990

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NEUROG3 pour WB et ELISA. Cible la neurogénine-3 humaine, un facteur de transcription critique pour la différenciation des cellules entéroendocrines et pancréatiques endocrines. Idéal pour la biologie du développement et la recherche sur le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEUROG3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50674
GeneID	50674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de NEUROG3 humain (NP_066279.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y4Z2
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace