

Anticorps Monoclonal Anti-Neurogenin 2 (Ngn2) Pour Wb, Elisa - Q9H2A3

Numéro d'article: CM0003547

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Neurogenine 2, un facteur de transcription neuronal. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la différenciation et du développement neuronaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Neurogenin 2 Lapin mAb
Remarques/Alias	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenin 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63973
GeneID	63973
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de la Neurogenine 2 humaine (Q9H2A3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2A3
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace