

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neurogranine (Nrgn) Pour Wb, Elisa - Q92686

Numéro d'article: CM0027757

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Neurogranine humaine (NRGN), validé pour WB et ELISA. Convient pour les études sur le remodelage synaptique, la liaison à la calmoduline et la maladie d'Alzheimer. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NRGN Rabbit pAb
Remarques/Alias	RC3 ; hng ; NRGN
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	4900
ID du Gène	4900
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-78 de la NRGN humaine (NP_001119653.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92686
Poids Moléculaire de la Protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace