

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Récepteur De La Neurokinine 1 (NK1R) Pour Wb, Elisa - P25103

Numéro d'article: CM0006099



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le récepteur de la neurokinine 1 humain (NK1R, TACR1). Convient pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour les études sur la signalisation des tachykinines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Récepteur de la Neurokinine 1 (NK1R) mAb Lapin
Remarques/Alias	SPR; NK1R; NK1R; TAC1R; Récepteur de la Neurokinine 1 (NK1R)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6869
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-407 du NK1R humain (P25103)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25103
Poids Protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace