

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sous-Unité Alpha-4 Du Récepteur Neuronale À L'acétylcholine (Acha4/Chrna4) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43681

Numéro d'article: CM0019753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACHA4 humain (CHRNA4), validé pour WB, IF/ICC, ELISA et présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier la fonction du récepteur nicotinique neuronal à l'acétylcholine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACHA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	EBN ; BFNC ; EBN1 ; NACHR ; NACRA4 ; NACHRA4 ; ACHA4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1137
GenelD	1137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-242 de l'ACHA4 humain (P43681)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P43681
Poids Moléculaire Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace