


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neuropilin-1 (Nrp1) - O14786

Numéro d'article: CM0020579



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Neuropilin-1 (NRP1) validé pour Western Blot (WB), IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur VEGF165 impliqué dans l'angiogenèse et le neurodéveloppement. Convient pour la recherche cardiovasculaire et cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Neuropilin-1 (NRP1) Lapin pAb
Remarques/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R; Neuropilin-1 (NRP1)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8829
ID de gène	8829
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14786
Poids de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace