


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Neuropilin-2/Nrp2 Pour Wb, Fc, Elisa - O60462

Numéro d'article: CM0004959



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant le Neuropilin-2 (NRP2) humain. Convient pour le Western blot (WB), la cytométrie en flux (FC) et l'ELISA. Utile pour la recherche sur la signalisation sémaphorine/VEGF et l'entrée du cytomégalovirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Neuropilin-2/NRP2 Lapin mAb
Remarques/Alias	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8828
ID de Gène	8828
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-855 du Neuropilin-2/NRP2 humain (NP_957718.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O60462
Poids Protéique	105kDa
Expédition	Sac de glace