

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neuroplastine (Nptn) Pour Wb Et Elisa - Q9Y639

Numéro d'article: CM0026909



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Neuroplastine (NPTN) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la plasticité synaptique et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NPTN
Remarques/Alias	GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	27020
ID du gène	27020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-200 de la NPTN humaine (NP_059429.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y639
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace