

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nexn Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q0Zgt2

Numéro d'article: CM0016104

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NEXN humain (Nexilin). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur le cytosquelette d'actine et les muscles cardiaque et squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEXN Rabbit pAb
Remarques/Alias	CMH20 ; NELIN ; NEXN
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	91624
ID du gène	91624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 516-675 de NEXN humain (NP_653174.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q0ZGT2
Poids moléculaire	81 kDa
Expédition	Sac de glace