


## Anticorps Monoclonal Anti-Nf-Kb P65/Rela (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q04206

Numéro d'article: CM0005449



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO ciblant le NF-kB p65/RelA humain. Convient pour le WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat, le singe. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'immunité, le cancer et les études sur le SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | [Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-NF-kB p65/RelA                                                                                          |
| Remarques/Alias    | p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; IA                                                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)    | 5970                                                                                                                                                   |
| GeneID             | 5970                                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 450-551 du NF-kB p65/RelA humain (NP_068810.3). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                  |
| Application        | WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                                                                                                                            |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat, Singe                                                                                                                             |
| SWISS              | Q04206                                                                                                                                                 |
| Poids protéique    | 58kDa/59kDa/60kDa                                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                           |