

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Nf-Kb P65/Rela Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0002114



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant le NF-kB p65/RelA humain (Q04206), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la signalisation NF-kB, l'inflammation et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NF-kB p65/RelA Souris mAb
Remarques/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 450-551 du NF-kB p65/RelA humain (Q04206).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids Moléculaire de la Protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace