

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nf-Kb P65/Rela Pour Wb - Q04206

Numéro d'article: CM0016668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NF- κ B p65/RelA humain (SWISS : Q04206) validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation NF- κ B et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NF- κ B p65/RelA Lapin pAb
Remarques/Alias	p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; NF- κ B p65/RelA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5970
ID de gène	5970
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-551 du NF- κ B p65/RelA humain (NP_068810.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Sac de glace