


Anticorps Monoclonal Anti-Nf-Kb2 Pour Wb, Elisa - Q00653

Numéro d'article: CM0004541



Introduction

Anticorps monoclonal NF-κB2 de lapin pour WB et ELISA, reconnaissant le NF-κB2 (p52/p100) humain, murin et de rat. Impliqué dans l'inflammation, l'immunité et l'apoptose. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NF-κB2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	p52 ; p100 ; H2TF1 ; LYT10 ; CVID10 ; LYT-10 ; NF-κB2 ; p49/p100 ; NF-κB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4791
GeneID	4791
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800-900 du NF-κB2 humain (NP_001070962.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00653
Poids protéique	97 kDa
Expédition	Sac de glace