


Anticorps Monoclonal Anti-Nf-Kb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Numéro d'article: CM0003763



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le NF-κB2 humain (p52/p100). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-kappa-B, de l'inflammation et de l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NF-κB2 Lapin mAb
Remarques/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4791
GeneID	4791
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 745-877 du NF-κB2 humain (Q00653)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00653
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace