


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nf-Kb2 (Phospho S866+S870) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Numéro d'article: CM0001373



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la phospho-cible dirigé contre NF-κB2 (p100/p52) en S866+S870, validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme et la souris. Outil clé pour la recherche sur la signalisation NF-κB, l'inflammation et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF-κB2-S866/S870 Rabbit mAb
Remarques/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866/S870
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4791
Immunogène	Peptide synthétique autour de S866 et S870 de NF-κB2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00653
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace