

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nfat2 Pour Wb Et Elisa - O95644

Numéro d'article: CM0002109



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le NFAT2 humain (NFATc1) pour le transfert Western (WB) et les applications ELISA. Convient pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes T, l'expression des cytokines et l'ostéoclastogenèse.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	NFAT2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NFAT2 ; NFATc ; NF-ATC ; NF-ATc1.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4772
GeneID	4772
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 844-943 du NFAT2 humain (O95644).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95644
Poids protéique	101 kDa
Expédition	Sac de glace