

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nfat2 Pour Wb - O95644

Numéro d'article: CM0004271



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-NFAT2 validé pour WB et ELISA. Détecte le NFAT2 humain et souris. Convient pour la recherche sur la signalisation des cellules T, l'expression des cytokines et la différenciation des ostéoclastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	NFAT2 Lapin mAb
Remarques/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Espèce	humain
ID de Gène (Humain)	4772
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-305 du NFAT2 humain (NP_001265598.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O95644
Poids Protéique	101kDa
Expédition	Sac de glace