

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfat2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95644

Numéro d'article: CM0019885



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NFAT2 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît le facteur de transcription humain NFAT2 ; l'immunogène couvre les acides aminés 115-298. Convient pour la recherche sur la signalisation des cellules T et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NFAT2
Remarques/Alias	NFAT2 ; NFATc ; NF-ATC ; NF-ATc1.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4772
GeneID	4772
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-298 de NFAT2 (NP_001265598.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95644
Poids protéique	101kDa
Expédition	Sac de glace