

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfat2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95644

Numéro d'article: CM0014810



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les acides aminés 20-300 de NFAT2 (NFATC1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T, l'expression des cytokines et la différenciation des ostéoclastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	NFAT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4772
GeneID	4772
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 de NFAT2 (NP_765978.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95644
Poids Protéique	101kDa
Expédition	Sac de glace