


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfatc2 Pour Wb - Q13469

Numéro d'article: CM0013980



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre NFATC2 humain, validé pour WB et ELISA. Adapté à la recherche sur la signalisation des lymphocytes T, l'expression de cytokines et la régulation transcriptionnelle dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFATC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JCSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4773
Identifiant de gène	4773
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13469
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace