

Anticorps Monoclonal Anti-Nfatc3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q12968

Numéro d'article: CM0007269



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre NFATC3 (NFAT4/NFATx), validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte le NFATC3 humain, souris et rat avec un poids moléculaire prédit de 116 kDa. Idéal pour les études sur la signalisation des lymphocytes T et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFATC3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Espèce	Humain
ID du gène	4775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-1075 de NFATC3 humain (NP_775188.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12968
Poids de la protéine	116kDa
Expédition	Sac de glace