

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfe2L1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14494

Numéro d'article: CM0013909

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NFE2L1 humain (NRF1/TCF11) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le NFE2L1 humain, souris, rat (85 kDa). Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif, le métabolisme du cholestérol et la protéostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFE2L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4779
ID de gène	4779
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 515-772 du NFE2L1 humain (NP_003195.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14494
Poids moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace