

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfe2L3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A8

Numéro d'article: CM0015285

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain NFE2L3 (NRF3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études d'expression génique spécifique aux érythroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFE2L3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NRF3 ; NFE2L3
Espèce	Humain, Souris, Rat
GeneID (humain)	9603
GeneID	9603
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-550 de l'humain NFE2L3 (NP_004280.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4A8
Poids protéique	76 kDa
Expédition	Sac de glace