

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfia Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12857

Numéro d'article: CM0029907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NFIA, un facteur de transcription et régulateur de la réplication de l'ADN. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Pour les études du facteur nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin NFIA
Remarques/Alias	CTF; NF1-A; NFI-A; NFI-L; BRMUTD; NF-I/A; DEL1P32P31; C1DELp32p31; NFIA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4774
GeneID	4774
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-330 de NFIA humain (NP_005586.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12857
Poids Moléculaire Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace