

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nfib/Nf1B2 Pour Wb Et Elisa - O00712

Numéro d'article: CM0006145



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre NFIB/NF1B2 humain, validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour les recherches sur la régulation transcriptionnelle et le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin NFIB / NF1B2
Remarques/alias	CTF ; MACID ; NF1-B ; NFI-B ; NFIB2 ; NFIB3 ; NF-I/B ; NFI-RED ; HMGIC/NFIB ; NFIB / NF1B2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4781
GeneID	4781
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 321 et 420 de NFIB / NF1B2 humain (NP_005587.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	O00712
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant