

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfic Pour Wb, Elisa - P08651

Numéro d'article: CM0014757



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-NFIC est validé pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. À utiliser pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la réplication de l'ADN et de l'activation du gène TERT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NFIC
Remarques/Alias	CTF, NFI, CTF5, NF-I, NFIC
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4782
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du NFIC humain (NP_005588.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08651
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace