


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfil3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16649

Numéro d'article: CM0013015



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NFIL3 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Il reconnaît le NFIL3 humain et de rat (Q16649), un régulateur transcriptionnel de l'horloge circadienne. Idéal pour la recherche sur les rythmes circadiens et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFIL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4783
GeneID	4783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 133-462 de la NFIL3 humaine (NP_005375.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q16649
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace