


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfix Pour Wb Et Elisa - Q14938

Numéro d'article: CM0028972



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NFIX humain, validé pour le transfert Western et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Fonctionne dans l'activation de la transcription et la réplication de l'ADN. UniProt Q14938.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFIX Rabbit pAb
Remarques/Alias	CTF; NF1A; MALNS; NF1-X; MRSHSS; NF-I/X; SOTOS2; NFIX
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4784
GeneID	4784
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14938
Poids protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace