

Anticorps Monoclonal Anti-Nfkb1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - P19838

Numéro d'article: CM0008711



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NFKB1 validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP sur échantillons humains et de souris. Cible NF-κB p105/p50, un facteur de transcription clé dans les réponses immunitaires et inflammatoires. Idéal pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-NFKB1 de lapin
Remarques / Alias	KBF1, EBP-1, NF-κB, CVID12, NF-κB1, NFKB-p50, NfκappaB, NF-κappaB, NFKB-p105, NF-κappa-B1, NF-kappabeta
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4790
ID du gène	4790
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du gène humain NFKB1
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19838
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace