

Anticorps Polyclonal Anti-Nfkb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19838

Numéro d'article: CM0014784



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NFKB1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit chez l'homme. Produit contre la NFKB1 recombinante (acides aminés 740-964). Idéal pour la recherche sur la signalisation NF-kappa-B et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFKB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4790
GeneID	4790
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 740-964 de NFKB1 (NP_001158884.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19838
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace