


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfkbib Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15653

Numéro d'article: CM0027132



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-NFKBIB validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible I-kappa-B-beta, un inhibiteur de NF-kappa-B de 38 kDa qui régule la rétention cytoplasmique et la translocation nucléaire de NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NFKBIB Lapin pAb
Remarques/Alias	IKBB; TRIP9; NFKBIB
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4793
ID de Gène	4793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-356 de NFKBIB humain (NP_002494.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15653
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace