

Anticorps Polyclonal Anti-Nfkbiz Pour Wb Et Elisa - Q9Byh8

Numéro d'article: CM0014126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine NFKBIZ humaine (I-kappa-B-zeta, IκB-zeta), validé pour Western Blot et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de NF-kappa-B et des voies de réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFKBIZ Rabbit pAb
Remarques / Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (humain)	64332
Identifiant du gène	64332
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de la protéine NFKBIZ humaine (NP_113607.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9BYH8
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sachet réfrigérant