


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfs1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Numéro d'article: CM0027554



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cystéine désulfurase NFS1 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des clusters fer-soufre mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NFS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9054
GeneID	9054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-457 de NFS1 humaine (NP_066923.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y697
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace