


Anticorps Polyclonal Anti-Nfu1 Pour Wb Et Elisa - Q9Ums0

Numéro d'article: CM0028496



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre NFU1, adapté pour les applications Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les clusters fer-soufre mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFU1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27247
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de NFU1 humain (NP_001002755.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMS0
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace