

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfyb Pour Wb, Elisa - P25208

Numéro d'article: CM0027930



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NFYB pour WB, ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Cible le facteur de transcription nucléaire Y sous-unité bêta, une protéine se liant à la boîte CCAAT impliquée dans la régulation de la transcription génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFYB Rabbit pAb
Remarques / Alias	HAP3; CBF-A; CBF-B; NF-YB; NFYB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4801
GeneID	4801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-207 de la protéine NFYB humaine (NP_006157.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P25208
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace