

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfyc Pour Wb Et Elisa - Q13952

Numéro d'article: CM0028655



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre NFYC (NF-YC, H1TF2A) pour Western blot et ELISA. Validé chez l'homme et à réaction croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur les facteurs de transcription et les études de liaison à la boîte CCAAT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFYC Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSM; CBFC; HAP5; CBF-C; NF-YC; H1TF2A; NFYC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-120 de la protéine NFYC humaine (NP_055038.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q13952
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace