

Anticorps Monoclonal Anti-Ng2 Pour Cytométrie En Flux - Q6Uvk1

Numéro d'article: CM0008892



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy5) dirigé contre le NG2 humain (CSPG4) pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons humains. Utile pour l'étude du mélanome, de l'angiogenèse et de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NG2 humain
Remarques / Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1464
GeneID	1464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1583-2224 du NG2 humain (NP_001888.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6UVK1
Poids de la protéine	251kDa
Expédition	Sac de glace