

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ng2/Cspg4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q6Uvk1

Numéro d'article: CM0007381



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant NG2/CSPG4 humain, adapté pour WB, IF-P, IHC-P, FC et ELISA. Idéal pour l'étude de la migration cellulaire, l'angiogenèse et les mécanismes du mélanome ; réagit de manière croisée avec la souris et l'homme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-NG2/CSPG4
Remarques / Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Espèce	Humain
GeneID	1464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1583-2224 de NG2 humain (NP_001888.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6UVK1
Poids de la protéine	251kDa
Expédition	Sachet de glace