

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ng2/Cspg4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Numéro d'article: CM0022404



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NG2/CSPG4 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le protéoglycane 4 au sulfate de chondroïtine humain et murin, un récepteur clé de surface cellulaire impliqué dans la migration cellulaire, l'angiogenèse et la progression du mélanome. Idéal pour la recherche en cancérologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NG2/CSPG4 pAb de lapin
Remarques/Alias	NG2 ; MCSP ; MCSPG ; MSK16 ; CSPG4A ; HMW-MAA ; MEL-CSPG ; NG2/CSPG4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1464
Identifiant du gène	1464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1950-2210 du NG2/CSPG4 humain (NP_001888.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6UVK1
Poids moléculaire de la protéine	251 kDa
Expédition	Sac de glace