

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ng2/Cspg4 [Validé Par Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Numéro d'article: CM0027710



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la protéine NG2/CSPG4 humaine (SWISS Q6UVK1). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la migration cellulaire, l'angiogenèse et le mélanome.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-NG2/CSPG4 [validé par KO]                                                                                                      |
| Remarques / Alias    | NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4                                                                                           |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                          |
| GeneID (humain)      | 1464                                                                                                                                             |
| GeneID               | 1464                                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1340-1563 de la protéine NG2/CSPG4 humaine (NP_001888.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                            |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                              |
| SWISS                | Q6UVK1                                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 251 kDa                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                     |