


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ngb (Neuroglobine) Pour Wb Et Elisa - Q9Npg2

Numéro d'article: CM0028939



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la neuroglobine humaine (NGB), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Adapté pour la recherche sur l'hypoxie, la neuroprotection et le tissu cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NGB Rabbit pAb
Remarques/Alias	NGB
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	58157
ID du gène	58157
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 151 de la NGB humaine (NP_067080.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NPG2
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace