

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ngdn Pour Wb Et Elisa - Q8Nej9

Numéro d'article: CM0013170



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NGDN (Neuroguidine) humaine, recommandé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Adapté pour des études sur la biogenèse des ribosomes, la régulation de la traduction et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NGDN Rabbit pAb
Remarques/Alias	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Espèce	Humain
ID du gène	25983
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-209 de la protéine NGDN humaine (NP_001036100.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8NEJ9
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace